

CATÁLOGO
MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19
E HIGIENIZANTES





El **Dr. Gabriel Serrano** es dermatólogo desde 1976, propietario de la Clínica Dermatológica Dr. Gabriel Serrano en Valencia y Sevilla, y fundador de los Laboratorios **Sesderma y Mediderma** en el año 1989.

Desde Mediderma, centramos nuestro esfuerzo y dedicación en la investigación, desarrollo y fabricación de productos dermocosméticos, contando con una gran especialización en I+D+i y nanotecnología.

Nuestra razón de ser es la salud y el bienestar de las personas. Por ello, desde Laboratorios Sesderma lanzamos una completa línea de equipos y productos de protección para combatir y minimizar los efectos derivados del COVID-19.

ÍNDICE

MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19

- MASCARILLAS QUIRÚRGICAS
- MASCARILLAS KN95 FFP2 SIN VÁLVULA
- MASCARILLAS KN95 FFP2 CON VÁLVULA
- MASCARILLAS VENUS N95 FFP2 SIN VÁLVULA
- VISERAS PROTECTORAS
- GUANTES

HIGIENIZANTES

- LACTYFERRIN GEL HIGIENIZANTE
- GERMISES HIDROALCOHÓLICO
- DISPENSADORES

MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19



MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE

3 PLY
CE / FDA



Especificaciones

- Se pliega para formar un espacio 360° totalmente respirable.
- Con pinza nasal ajustable.
- Se adapta perfectamente al mentón y a los laterales de la cara.
- Filtración bacteriana hasta el 95%.
- 3 capas de protección (tejido sin tejer):
polipropileno + meltblown + polipropileno.

Medidas


17,5 x9,5 cm

Presentación

50 unidades/caja

MASCARILLA KN95 FFP2 / N95 SIN VÁLVULA

MASCARILLA PROTECTORA



Especificaciones

- Material: tejido no tejido + meltblown + fibra suave.
- Eficiencia de filtración: > 95%.
- Primera capa: pp no tejido.
- Segunda capa: fibra meltblown BFE >95%.
- Tercera capa: filtro meltblown BFE >95%.
- Cuarta capa: PP no tejido.
- Color: blanco.
- Tiras ajustables para las orejas.

Legislación y Normativa:

GB2626 2006

Presentación

Polybag individual o en caja de 30 unidades.

Valor diferencial frente a otro tipo de mascarillas

Protege y limita la propagación del contagio.



FFP 2 sin válvula de
exhalación



MASCARILLA KN95 FFP2 CON VÁLVULA

MASCARILLA PROTECTORA FILTRANTE



Especificaciones

Materiales

- Primera capa : PP non-woven fabric
- Segunda capa: hot cotton fabric
- Tercera capa: meltblown filter, BFE>95%
- Cuarta capa: meltblown filter , BFE>95%
- Eficiencia de filtración: > 94%
- Color: Blanco

Legislación y normativa

Mascarilla ensayada bajo la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009 del Reglamento (UE) 2016/425 clasificándola como FFP2 NR D.

NR: se puede utilizar durante un turno (de 4 a 8 horas aprox.)

D significa que también ha pasado el ensayo de obstrucción con dolomita.

Tamaño


15 x 10cm (folded)

Presentación

1 ud/ 1bolsa - 30 unidades/ bolsa transparente

MASCARILLA VENUS N95 FFP2 SIN VÁLVULA

PACK 5 UNIDADES



Especificaciones

- Estructura de la máscara (3 capas).
- Material: Cellulose/polyester/spun-bond polypropylene.
- Eficacia de filtración de partículas (PFE) del 95%.
- Eficacia de filtración bactericida (BFE) mayor al 99.9%.
- Período de validez: 3 años desde la fecha de fabricación.

Descripción

Las Mascarillas N95 FFP2 sin válvula son equipos de protección personal confeccionadas para protegernos de partículas con una eficacia del 95%.

Normativa

Certificación NIOSH.



Las clasifica como N95, verificando su eficacia de penetración y resistencia a la respiración.



MODO DE EMPLEO MASCARILLAS VENUS N95-FFP2 SIN VÁLVULA

Modo de empleo

Es muy importante comprobar que colocamos bien la mascarilla para garantizar su protección:

- Coloca la pieza de la nariz hacia arriba y el tejido de color blanco mirando hacia la cara.
- Estira las gomas laterales (ajustables) y colócalas alrededor de las orejas.
- Ajusta la pieza de la nariz sobre la misma.
- Estira la parte inferior de la máscara sobre la barbilla para maximizar las zonas de protección.

Consejos de uso

Cuando la mascarilla tenga el menor signo de desgaste o resistencia a la respiración, por seguridad, deja de utilizarla.

Mantén estas mascarillas en un ambiente fresco y seco.

VISERA FACIAL DE PROTECCIÓN



Características

- Colocación fácil y rápida, gracias al sistema de fijación.
- Campo de visión excepcional a 180°.
- Permite llevar gafas.
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
- Protección facial contra gases, olores nocivos, polen, humo, polvo y otras partículas nocivas.

Normativa

- UNE-EN 166: 2002
- UNE-EN 167: 2002
- UNE-EN 168: 2002

GUANTES DE PVC



Especificaciones

Material: Cloruro de polivinilo (PVC).

- No estériles.
- Diseñados y fabricados para ser usados en ambientes sanitarios como guantes de exámen.
- Extra suaves.

Tallas disponibles

S · M · L · XL

Normativa y Legislación

Registrados como producto sanitario clase I, cumpliendo con la Directiva 93/42/CEE.

Ensayados bajo las normas armonizadas:

- EN 455-1
- EN 455-2
- EN 455-3

Cumplen también con los límites establecidos en la Directiva (UE) 2015/863 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE en cuanto a la lista de sustancias restringidas.

HIGIENIZANTES



LACTYFERRIN

GEL HIGIENIZANTE DE MANOS



Especificaciones

- Máxima limpieza de manos sin agua.
- Triple acción: limpieza, hidratación y cuidado.
- Mantiene la piel (barrera natural) en perfecto estado.

Modo de empleo

Se recomienda aplicar todas las veces que sea necesario.

Aplicar una cantidad suficiente y frotar con las manos para extender en profundidad. Dejar secar.

Composición

Lactoferrina, Lactoperoxidasa, Cloruro de Benzalconio, Alcohol (5%)

Presentación

80ml / 250ml / 500ml

Valor diferencial frente a otro tipo de higienizantes

- Limpia y refuerza la barrera de la piel.
- Fórmula innovadora con lactoferrina nanoencapsulada.
- Aval científico.

GERMISES OH

GEL HIDROALCOHÓLICO DE MANOS



Máxima limpieza de manos con alcohol

Especificaciones

- **70% Alcohol.**
- Acción higienizante.
- Uso diario.
- Rápida limpieza de manos sin aclarado.

Modo de empleo

Se recomienda aplicar todas las veces que sea necesario. Aplicar una cantidad suficiente, extender y frotar en profundidad en manos, uñas y antebrazo.

Dejar secar.

Presentación

80ml / 250ml / 500ml

Valor diferencial frente a otro tipo de Hidroalcohólicos:

- Rápida limpieza en profundidad gracias a la efectividad del alcohol.
- Aval de Sesderma, líder en el mercado de la dermatología.

Composición

70% Alcohol

DISPENSADOR AUTOMÁTICO

+
RECARGA DE 5L



Ideal para oficinas, hospitales, instalaciones de servicio de alimentos, plantas de fabricación, escuelas, etc.

Características técnicas del dispensador

- Plástico resistente (ABS).
- Medidas: 160 x 117 x 285 mm.
- Gran capacidad (1000 ml).
- No gotea.
- Funciona con cargador (incluido) y pilas.
- Fácil de instalar en la pared y de llenar.

Lactyferin

- Gel higienizante de manos.
- Triple acción: limpieza, hidratación y cuidado.
- Fórmula innovadora con lactoferrina nanoencapsulada.

Modo de uso

Frotar las manos para extender en profundidad. Dejar secar.

Presentación

Dispensador con capacidad 1000ml + 5l de Lactyferin.

Dispensador con capacidad 1000ml + 5l de Germises OH.

Germises OH

- **70% Alcohol.**
- Acción higienizante.
- Uso diario.
- Rápida limpieza de manos sin aclarado.



Plazos de entrega: 3-4 días laborables.

Pedido mínimo: Portes gratis en pedidos superiores a 150 €.

En el caso de realizar pedidos inferiores a este importe, los gastos de envío correrán a cargo del cliente (6€).

Términos de pago: pago por adelantado o confirming.

Para realizar tu pedido,
ponte en contacto con nuestro servicio de **atención al cliente 961 414 235**



Polígono Industrial La Murta, Avd. Molins, nº 12 46530-Puzol (Valencia) SPAIN
Tel. 961414228 | www.mediderma.com